

# Produkteübersicht **ELPHA + Conpreva**



## ELPHA II 1000 TENS

Artikel Nr. MG 5022

- batteriebetriebenes 2-Kanal-TENS-Universalgerät
  - 4 vorprogrammierte Standardprogramme zur Schmerztherapie (Standard, Modulation, Burst)
  - Timer, Wiederholfunktion, Abschaltautomatik, Stromkreisüberwachung
  - ideal zur Praxis- und Heimbehandlung / optimale Benutzersicherheit / einfache Bedienung
- Geliefert mit Nylontasche, Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Synapse-Selbstklebe-Elektroden, 2 Anschlusskabel

Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV/MIGEL (09) Miete/Kauf (Anteil)



## ELPHA II 3000 Muskelstimulation + TENS

Artikel Nr. MG 5027

- batteriebetriebenes 2-Kanal-TENS- und Muskelstimulationsgerät
  - 6 vorprogrammierte Standardprogramme zur Schmerzunterdrückung (TENS) und zur neurologischen Muskelstimulation (NMS/FES)
  - zusätzlich individuell frei programmierbar zum universellen Einsatz in der Elektrostimulation
  - Timer, Wiederholfunktion, Abschaltautomatik, Stromkreisüberwachung
  - ideal zur Heimbehandlung / optimale Benutzersicherheit / einfache Bedienung
- Geliefert mit Koffer, Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Synapse-Selbstklebe-Elektroden, 2 Anschlusskabel
- Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV/MIGEL (09) Miete/Kauf (Anteil)



## ELPHA 4 Conti Muskelstimulation + TENS

Artikel Nr. MG 5025

- batteriebetriebenes Stimulationsgerät zur Behandlungsunterstützung der Stress-, Drang- und Stuhlinkontinenz sowie der Schmerztherapie (TENS)
  - 5 vorprogrammierte Standardprogramme zur Beckenbodenstimulation + TENS
  - zusätzlich individuell frei programmierbar zum universellen Einsatz in der Elektrostimulation
  - Timer, Wiederholfunktion, Abschaltautomatik, Stromkreisüberwachung
  - ideal zur Heimbehandlung / optimale Benutzersicherheit / einfache Bedienung
- Geliefert mit Koffer, Bedienungsanleitung, Batterie, Anschlusskabel (ohne Sonde)
- Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV/MIGEL (09) Miete/Kauf (Anteil)



## ELPHA E 80 erweiterte TENS und Muskelstimulation

Artikel Nr. MG 5029

- batteriebetriebenes 2-Kanal-Stimulationsgerät der neuesten Generation
  - 80 vorprogrammierte Behandlungsprogramme für Schmerztherapie, Muskel-Rehabilitation, Sport, Massage, Fitness
  - individuelle Programmierung zusätzlich möglich
  - ideal zur Heimbehandlung / Timer / Wiederholfunktion / Abschaltautomatik / Stromkreisüberwachung / optimale Patientensicherheit / einfache Bedienung
- Geliefert mit Koffer, Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Synapse-Selbstklebe-Elektroden, 2 Anschlusskabel
- Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV/MIGEL (09) Miete/Kauf (Anteil)



## CONPREVA DUO

Artikel Nr. MG 5060

- 2 Kanal EMG Biofeedback
  - Druck-Biofeedback
  - Elektrostimulation
  - Universell programmierbar für alle Bereiche der therapeutischen Rehabilitation und Diagnostik
  - Praxis- und Heimbehandlung zur Diagnostik, Muskelfunktionstraining, Inkontinenztherapie
  - Behandlungsaufzeichnung und Auswertung im Gerät
- Geliefert mit Bedienungsanleitung, Selbstklebe-Elektroden, Akku mit Netzgerät, 2 Anschlusskabel mit Adapter auf 2mm Elektroden.
- Optionen:
- PC-Software mit USB-Kabel zur Datenarchivierung und Programmierung
  - Druckadapter zum Anschluss universeller Druckmess-Sonden



**parsenn-produkte ag**

kosmetik • pharma • medizintechnik

## Geräte

### TENS – Geräte

#### ELPHA II 1000 TENS



Universelles 2-Kanal-TENS Gerät der neuesten Generation  
 4 vorprogrammierte Standardprogramme zur Schmerztherapie in der Praxis und Heimbehandlung. Standard / Modulation / Burst  
 Timer / Wiederholfunktion / Abschaltautomatik / Stromkreisüberwachung / optimale Patientensicherheit / einfache Bedienung

Geliefert in Nylontasche mit Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Selbstklebeelektroden, 2 Anschlusskabel

Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV / MIGEL (09) Miete und Kauf

Artikel	Vpe	Patienten Preis
MG 5022	1	exkl. MwSt Bruttopreis 240.00  Miete pro Monat 50.00

#### BioMed 2000 TENS



Universelles 2-Kanal-TENS Gerät Frequenz und Pulsbreite einstellbar. Betriebsarten Standard, Modulation Burst zur Schmerztherapie in der Praxis und Heimbehandlung.  
 Geliefert in Nylontasche mit Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Selbstklebeelektroden, 2 Anschlusskabel

Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV / MIGEL (09) Miete und Kauf

Artikel	Vpe	Patienten Preis
MG 5003	1	exkl. MwSt Bruttopreis 170.00  Miete pro Monat 45.00

#### SaneoTens



Universelles 2-Kanal-TENS Gerät 19 Programme 3 davon individuell programmierbar.  
 Schmerztherapie in der Praxis und Heimbehandlung.  
 Geliefert in Kartonbox mit Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Selbstklebeelektroden, 2 Anschlusskabel

Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV / MIGEL (09) Miete und Kauf

Artikel	Vpe	Patienten Preis
MG 5003	1	exkl. MwSt Bruttopreis 105.00

## Kombigeräte TENS / Muskelstimulation / Inkontinenz

### ELPHA 4 Conti



Batteriegetriebenes 2-Kanal-Stimulationsgerät der neuesten Generation.  
Zur Behandlung der Stress- und Dranginkontinenz sowie Schmerztherapie.  
5 vorprogrammierte Standardprogramme zur Beckenbodenstimulation. Das Gerät kann auch individuell frei programmiert werden und ist somit universell als TENS- und Muskelstimulator einsetzbar.  
Eignet sich auch zur Heimbehandlung.  
Timer / Wiederholfunktion / Abschaltautomatik / Stromkreisüberwachung / optimale Patientensicherheit / einfache Bedienung

Geliefert mit Koffer, Bedienungsanleitung, Koffer, Batterie, Anschlusskabel  
**ohne Elektroden**

Artikel

MG  
5025

Vpe

1

Patienten  
Preis

exkl. MwSt

Bruttopreis  
340.00

Miete pro  
Monat  
55.-

**ohne  
Elektroden.**

### ELPHA II 3000 Muskelstimulation und TENS



Batteriegetriebenes 2-Kanal-Stimulationsgerät der neuesten Generation.  
6 vorprogrammierte Standardprogramme zur Schmerzwinterdrückung (TENS) und Neurologischer Muskelstimulation (NMS/FES).  
Das Gerät kann auch individuell frei programmiert werden und ist somit universell als TENS- und Muskelstimulator einsetzbar.  
Eignet sich auch zur Heimbehandlung.  
Timer / Wiederholfunktion / Abschaltautomatik / Stromkreisüberwachung / optimale Patientensicherheit / einfache Bedienung

Geliefert mit Koffer, Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Synapse Selbstklebeelektroden, 2 Anschlusskabel

Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV / MIGEL (09)  
Miete und teilweise Kauf.

Artikel

MG  
5027

Vpe

1

Patienten  
Preis

exkl. MwSt

Bruttopreis  
350.00

Miete pro  
Monat  
55.-

### ELPHAE 80 Muskelstimulation und TENS (Fitness + Sportbereich)



Batteriegetriebenes 2-Kanal-Stimulationsgerät der neuesten Generation.  
80 vorprogrammierte Standardprogramme für den Bereich Sport, Rehabilitation, Schmerzbehandlung (TENS) und Neurologischer Muskelstimulation (NMS/FES).  
Das Gerät verfügt auch über individuell frei programmierbare Programmplätze.  
Eignet sich auch zur Heimbehandlung.  
Stromkreisüberwachung / optimale Patientensicherheit / einfache Bedienung

Geliefert mit Koffer, Bedienungsanleitung, Batterie, 4 Synapse Selbstklebeelektroden, 2 Anschlusskabel

Kassenpflichtig gemäss Tarif KLV / MIGEL (09)  
Miete und teilweise Kauf.

Artikel

MG  
5029

Vpe

1

Patienten  
Preis

exkl. MwSt

Bruttopreis  
390.00

Miete pro  
Monat  
55.-

## Muskelstimulation / Biofeedback / Inkontinenz

### CONPREVA Duo



Universelles Gerät für EMG-Feedback, Druckfeedback und Elektrotherapie (2 Kanäle EMG, 2 Kanäle Stimulation,

- Mit Akkubetrieb
- Farbdisplay
- EMG getriggerte Muskelstimulation
- Akustische Unterstützung

Optionen:  
+ Druckadapter

+ PC Software zum speichern der Daten auf einem PC

Artikel	Vpe	Patienten Preis
MG 5090	1	exkl. MwSt Bruttopreis 3945.-  Miete pro Monat 200.-
ME5061	1	400.-
ME5062	1	300.-

## Biofeedback Geräte (EMG)

### Pelvita +



Universelles Gerät für EMG-Feedback und Elektrotherapie  
Speziell für den Einsatz in der Heimtherapie

- Batteriebetrieb
- Statistik Speicher

Artikel	Vpe	Preis
MG 5063	1	exkl. MwSt Bruttopreis 1700.-  Miete pro Monat 100.-

### ECLI PHENIX USB 2



Universelles Elektrotherapiegerät mit vielen vorprogrammierten Behandlungsprogrammen zur allgemeinen Elektrostimulation, Biofeedback und Inkontinenzbehandlung  
2 - Kanal Elektrostimulation mit verschiedenen Galvanischen, TENS- und Muskelstimulationsströmen  
2 - Kanal Biofeedback (EMG und Druckmessung)  
Speicherung von Patientendaten und Behandlungsprotokollen.  
Programme können individuell selber programmiert werden.  
Einsatz in der Praxis zur Muskelfunktionstraining und Inkontinenzbehandlung.

Geliefert mit Bedienungsanleitung, Netzteil, Adapter auf 2mm Elektroden, PC Software

**Dieses Gerät wird an einen separaten PC betrieben.**

Artikel	Vpe	Preis
MG 5070	1	exkl. MwSt 7400.-  Wenn nicht vorhanden PC System je nach Ausführung 1500.- bis 2200.-
ME 5357	1	780.-

**Optionen:**  
Druckmessung

Für anales- oder vaginales Druck-Biofeedback  
geliefert mit Analdrucksonde

## Gerät für Iontophorese Therapie

DUPEL Empi Iontophorese Gerät		Artikel	Vpe	Patienten Preis
	<p>Batteriegetriebenes Gerät zur Iontophorese Therapie.</p> <p>Dieses Gerät wird mit den DUPEL Spezialelektroden für die Verabreichung von Medikamenten mittels elektrischer Ionenverschiebung eingesetzt.</p> <p>Die Verabreichung wird in (milliampère) Strom pro Zeiteinheit eingestellt. Das Gerät stellt die Behandlung weitgehend selber ein.</p> <p>Geliefert mit Bedienungsanleitung, Batterie, Anschlusskabel <b>ohne Elektroden !</b></p>	MG 5050	1	exkl. MwSt Bruttopreis 550.- Miete pro Monat 70.-
		<p>Spezialelektrode für Iontophorese</p> <p>Das Elektrodenset besteht aus einer Aktivelektrode mit Medikamentenkammer und einer passivelektrode. Im Preis sind beide Elektroden enthalten. DUPEL BLUE neuere Ausführung (teuerer) Dupel Empi ältere Version (billiger) Druckknopfanschluss !</p>		1
	<p>DUPEL BLUE SMALL Füllvolumen 1.50 cc Grösse 6,7 cm<sup>2</sup></p>	ME39332	1	15.00
	<p>DUPEL BLUE MEDIUM Butterfly Füllvolumen 2.00 cc Grösse 8,1 cm<sup>2</sup></p>	ME39334	1	15.00
	<p>DUPEL BLUE MEDIUM Standard Füllvolumen 2.50 cc Grösse 10,1 cm<sup>2</sup></p>	ME39335	1	15.00
	<p>DUPEL BLUE LARGE Füllvolumen 4.00 cc Grösse 16.0 cm<sup>2</sup></p>	ME39336	1	15.00

# Zubehör

## Inkontinenz Sonden

### Periform Vaginalsonde



Für Stimulation und Biofeedback des Beckenbodens mit Elektrotherapiegeräten.

Geliefert mit Anzeigeindikator und Kabelanschlüsse auf 2 mm Stecker.

Standardelektrode passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Steckern

Artikel

ME  
5525

Vpe

1

Patienten  
Preis

exkl. MwSt  
Patientenpreis  
45.00

### Anuform Analsonde



Für Stimulation und Biofeedback im Analbereich mit Elektrotherapiegeräten.

Standardelektrode passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Steckern

Artikel

ME  
5533

Vpe

1

Patienten  
Preis

exkl. MwSt  
Patientenpreis  
61.00

### Anal- oder Rektalsonde ANALYS



Für Stimulation und Biofeedback im Analbereich mit Elektrotherapiegeräten. 135x10

Standardelektrode passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Steckern

Artikel

ME  
5522

Vpe

1

Patienten  
Preis

exkl. MwSt  
Patientenpreis  
75.00

### Anal- oder Rektalsonde ANALYA



Für Stimulation und Biofeedback im Analbereich mit Elektrotherapiegeräten. 11,5 x 16

Standardelektrode passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Steckern

Artikel

ME  
5523

Vpe

1

Patienten  
Preis

Patientenpreis  
75.00

### Vaginalsonde TP2B+



Für Stimulation und Biofeedback des Beckenbodens mit Elektrotherapiegeräten. 50x20  
Alternative zu dicken Vaginalsonden !

passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Steckern

Artikel







ME  
5519

Vpe

1

Patienten  
Preis

exkl. MwSt  
Patientenpreis  
50.00

Vaginalsonde V2B		Artikel	Vpe	Patienten Preis
	Für Stimulation und Biofeedback des Beckenbodens mit Elektrotherapiegeräten. 130x25 passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Stecker	ME 5520	1	exkl. MwSt Patientenpreis 47.00
Vaginalsonde Novatys		Artikel	Vpe	Patienten Preis
	Für Stimulation und Biofeedback des Beckenbodens mit Elektrotherapiegeräten.  Dieser Typ ist neu und ersetzt die V2B. passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Stecker (Nickelfrei)	ME 5524	1	exkl. MwSt Patientenpreis 45.00
Vaginalsonde Perisize 4		Artikel	Vpe	Patienten Preis
	Für Stimulation und Biofeedback des Beckenbodens mit Elektrotherapiegeräten. 2-Kanalig.  Passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Stecker (Nickelfrei)	ME 5518	1	exkl. MwSt Patientenpreis 53.00
Penis Elektroden (selbstklebend)		Artikel	Vpe	Patienten Preis
	Penis - Elektroden mit Klettverschluss Zum Mehrmaligen Gebrauch pro Patient. passt auf alle unsere Geräte und andere Geräte mit 2 mm Stecker	ME 5521	1	exkl. MwSt Patientenpreis 42.- / Stk.
VAGIPLUS Vaginal-Kugeln		Artikel	Vpe	Patienten Preis
 VAGIPLUS Ø 34 mm 31 gr. pro Kugel	"Chinesische Kugeln" Diese Kugeln unterscheiden sich von den Vagitrim dadurch, dass im Innern eine kleine schwere Kugeln für rasche Bewegungsänderungen sorgt. Diese Kugeln werden vor allem zur Wahrnehmungsschulung und Tonussenkung eingesetzt.	ME 5540	1	Patientenpreis 64.-
Universelle Drucksonden für Druckbiofeedback		Artikel	Vpe	Patienten Preis
	Ballon-Drucksonden mit universellem Anschluss  Aerolys Anal  Aerolys Anal mit Doppelballon		1  1	75.-  90.-

### AIR/VA vaginal Drucksonde



AIR/VA  
Vaginal Drucksonde mit integrierter 1 Kanal EMG Messung und Stimulationselektroden

Artikel	Vpe	Patienten Preis
ME 5510	1	exkl. MwSt 71.-

### AIR/VA vaginal Drucksonde



AIR/STIM  
Vaginal-Drucksonde mit integrierter 1 Kanal EMG Messung und Stimulationselektroden

Artikel	Vpe	Patienten Preis
ME 5508	1	exkl. MwSt 85.-

## TENS + Muskelstimulations Elektroden

### PALS® Platinum - Die Königin der Axelgaard Elektroden




Die Pals® Platinum eignen sich speziell für empfindliche Haut und problematische Körperpartien, die eine extrem flexible Elektroden-fläche für besten Hautkontakt erfordern.  
PALS® Platinum Neurostimulations-Elektroden verfügen über eine patentierte Kombination eines **Edelstahlgitters als Leitmedium**, einem speziellen selbstklebenden MultiStick® Doppelschicht-Hydrogel und einem hochflexiblen ultradünnen Polyurethan-Film als Oberflächena-bdeckung.  
\* Genormte flexible 2 mm Anschluss-kupplungen  
\* Der patentierte «Doppelschicht MultiStick® Hydrogel bietet optimale Haftung für 20 – 30 Anwendungen.

\* Diverse Grössen erhältlich.

Artikel	Vpe	Patienten Preis
	4	Preise und Rabatte siehe separate Preisliste
	Mengenrabatte	
	40	
	80 120	

### ValuTrobe® - Die Universelle



ValuTrobe® Neurostimulations-Elektroden verfügen über ein latexfreies **Gummileitmedium**, einen speziellen selbstklebenden doppelschicht MultiStick® Hydrogel und eine weisse Textilabdeckung auf der Oberseite.  
\* Genormte flexible 2 mm Anschluss-kupplungen.  
\* Der latexfreie Gummileiter erlaubt ein zuschneiden der Elektrode ohne Qualitätsverlust.  
\* Der patentierte «Doppelschicht MultiStick® Hydrogel bietet optimale Haftung für 20 – 30 Anwendungen.

\* Diverse Grössen erhältlich.

Artikel	Vpe	Patienten Preis
	4	Preise und Rabatte siehe separate Preisliste
	Mengenrabatte	
	40	
	80 120	



## Universelle Sucherelektrode




Die Sucherelektrode kann an mit allen Geräten mit 2 mm Anschlüssen verwendet werden.

Zum Suchen eines bestimmten Punktes zur Muskelstimulation.

Artikel	Vpe	Preis
ME 5370	1	exkl. MwSt 90.00

## Textilelektrode



Die Textilelektroden können an allen TENS Geräten mit 2 mm Anschlüssen verwendet werden.

Zum Stimulieren im ganzen Bereich - Schmerzbekämpfung und Durchblutungsförderung

waschbar !

Artikel	Vpe	Patienten Preis
ME 5352	1	exkl. MwSt 90.00

## Ultraschall - Gel

### Aquarius 100



Universalgel für Ultraschall und Gummielektroden

6 Liter  
(2 x 3 Liter Beutel und Nachfülldispenser)

Artikel	Vpe	Preis
		exkl. MwSt

ME 5014	1	39.00
---------	---	-------

Flasche 350 ml

ME 5013	1	7.50
---------	---	------

Tube 180 ml

ME 5003	1	5.50
---------	---	------

Beutel 20 ml (steril)

ME 5020	20	1.90
---------	----	------

### Tal Hautcrème Dispenser 1000 ml



Tal Hautcrème Dispenser 1000ml enthält keine irritierenden Bestandteile wie Silikon, Alkohol etc. zieht sehr schnell ein, fettet nicht und ist gut verträglich mit Seifen und Desinfektionsmitteln.

Dispenser

KF 2020	1	85.00
---------	---	-------

Dispenser Clinic (ohne Parfüm)

KF 2120	1	75.00
---------	---	-------

Pumpe (einmalig, kann gereinigt werden)

KF 2021	1	9.50
---------	---	------