



Medizintechnik

# Zubehör Medizintechnik

Kompetent und persönlich –  
Seit über 40 Jahren Ihr Spezialist in der Elektrotherapie



Schmerz-  
therapie

Inkontinenz-  
behandlung

Muskel-  
stimulation

V07/22

shop@parsenn-produkte.ch  
Telefon 081 300 33 33  
parsenn-produkte.ch



**parsenn-produkte ag**  
kosmetik • medizintechnik

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen bedanken und stehen Ihnen für alle Fragen rund um die Elektrotherapie und Behandlungen mit unseren Therapie-Geräten gerne zur Verfügung.

Die folgenden Informationen beschreiben jegliches Zubehör für die Elektrotherapie-Geräte und sollen es vereinfachen, die für Sie richtigen Elektroden oder Sonden zu finden. Alle unsere Elektroden und Sonden sind kompatibel mit jedem unserer Geräte und besitzen eine 2mm Anschlusskupplung, welche den Einsatz mit vielen weiteren Geräten anderer Hersteller ermöglicht.


### Universelle Klebelektroden latexfrei

#### ValuTrode VTX



Die ValuTrode VTX Standard-Elektrode eignet sich für die Stromabgabe von neurologischen Strömen bei TENS- sowie Muskelstimulationsanwendungen. Diese Elektroden verfügen über ein latexfreies Gummileitmedium, besitzen eine überlappende Textilabdeckung für ein besseres Ablösen und können bei Bedarf zugeschnitten werden. Sie haften während rund 20-30 Anwendungen. Erhältlich in der Grösse 5x5cm.

#### ValuTrode



Die ValuTrode Elektrode eignet sich für die Stromabgabe von neurologischen Strömen bei TENS- sowie Muskelstimulationsanwendungen. Diese Elektroden verfügen über ein latexfreies Gummileitmedium und können bei Bedarf zugeschnitten werden. Sie haften während rund 20-30 Anwendungen. Erhältlich in den Grössen 3.2cm rund, 5x5cm, 5x9cm.

#### Pals Elektrode



Neurostimulations-Elektrode für problematische Körperpartien, die eine flexible Elektrodenfläche für besten Hautkontakt erfordern. Diese Elektroden enthalten ein Edelmetallgitter als Leitmedium. Die Pals Elektroden können ebenfalls auch für Geräte mit Spezialströmen eingesetzt werden. Sie haften während rund 20-30 Anwendungen. Erhältlich in den Grössen 2.5cm rund, 3.2cm rund, 5x5cm, 5x9cm, 7.5x13cm oval.

#### ValuTrode Lite



Die kostengünstige Neurostimulations-Elektrode mit sehr dünnem latexfreien Gummileitmedium und dünner Textilabdeckung. Diese Elektrode eignet sich für gelegentliche Anwendungen, da sie nicht allzu oft wiederverwendet werden kann. Auch diese Elektroden können zugeschnitten werden. Erhältlich in der Grösse 5x5cm.

## Inkontinenz - Sonden

### Periform+



Die Periform Sonde ist die meistverwendete Vaginalsonde für Behandlungen mit Tens- und Muskelstimulationsgeräten. Geeignet für die Elektrostimulation und EMG Biofeedback. Mit beigelegtem Indikator zur Visualisierung der Beckenbodenbewegungen.

### Novatys



Diese Vaginalsonde besitzt zwei kreisförmige Elektroden für eine optimale Verteilung der Tens- und Muskelstimulationsströme. Geeignet für die Elektrostimulation und EMG Biofeedback. Die Sonde ist nickelfrei und daher auch für Allergiker gut geeignet.

### Anuform



Die Anuform Sonde ist die meistverwendete Analsonde für Behandlungen mit Tens- und Muskelstimulationsgeräten. Geeignet für die Elektrostimulation und EMG Biofeedback. Die Anuform Sonde kann auch als dünne Vaginalsonde verwendet werden.

### Analys +



Diese Analsonde ist nickelfrei und kann so auch von Allergikern verwendet werden. Geeignet ist sie ebenfalls für die Elektrostimulation und EMG Biofeedback.

### PEN / 2



Die PEN/2 Sonden wurden speziell für die Neurostimulationen über den Penis entwickelt. Sie besteht aus zwei einzelnen dünnen Gummi-Elektroden, welche individuell in der Grösse angepasst werden können.

## Hygieneartikel für Inkontinenzsonden

### Reinigungsspray



Spezielles alkoholfreies Reinigungsspray für Sonden und Intimaccessoires. Es kann für jegliche Artikel im Gebrauch des Intimbereichs verwendet werden. Der pH-Wert des Körpers wird hier eingehalten und die Produkte sekundenschnell gereinigt. Hautirritationen werden durch Zinksalze vorgebeugt.

### Gleitgel



Das Intimina Gleitgel sorgt für das einfachere Einführen von Sonden und Intimprodukten und dient zugleich als Feuchtigkeitsgel. Die wasserbasierte Lösung ist mit Aloe Vera angereichert, glycerin- und parabenfrei, sowie dem natürlichen pH-Wert des Intimbereiches angepasst.

### KY-Gleitgel



Universeller, wasserbasierter Gleitgel zur Benützung mit Inkontinenzsonden. Erleichtert das Einführen von Sonden und Dilatoren im Intimbereich.



Medizintechnik

## Bestellblatt

Artikel Nr.	Artikel	Grösse	Stück / Packung	Preis in CHF / Packung	Anzahl
<b>Universelle Klebelektroden</b> <span style="float: right;">exkl. 7.7% MWST</span>					
ME52912	ValuTrode ElektrodeVTX latexfrei (Standard)	50x50mm	4	6.40	
ME52915	ValuTrode Elektrode rund latexfrei	32mm	4	6.40	
ME52918	ValuTrode Elektrode latexfrei	50x50mm	4	7.20	
ME52920	ValuTrode Elektrode latexfrei	50x90mm	4	9.60	
ME52910	ValuTrode Elektrode LITE latexfrei (sehr dünn)	45x45mm	4	4.40	
ME52921	Pals Elektrode Stahlgitter latexfrei rund	25mm	4	8.40	
ME52922	Pals Elektrode Stahlgitter latexfrei rund	32mm	4	8.40	
ME52925	Pals Elektrode Stahlgitter latexfrei	50x50mm	4	8.80	
ME52926	Pals Elektrode Stahlgitter latexfrei	50x90mm	4	12.40	
ME52930	Pals Elektrode Stahlgitter oval latexfrei	7.5x13mm	2	9.20	
Mengenrabatte bei allen Elektroden: 10% ab 10 Packungen, 20% ab 20 Packungen, 25% ab 30 Packungen, 30% ab 100 Packungen					
ME5361	Ambu Blue Sensor TAB EMG Elektroden	34x23mm	100	21.00	
<b>Inkontinenzsonden</b>					
ME5525	Periform Vaginalsonde		1	42.00	
ME5524	Novatys Vaginalsonde nickelfrei	128x24mm	1	42.00	
ME5533	Anuform Analsonde		1	45.00	
ME5527	Analys + Analsonde nickelfrei	115x16mm	1	45.00	
ME5521	PEN/2 Elektrode Peniselektrode		2	42.00	
<b>Zubehör für Elektrotherapiegeräte</b>					
ME5006	Alkalie Batterie (Elpha / Saneo)	9 Volt	1	3.50	
ME5007	Alkalie Batterie AA (Contiva / Conpreva / TipStim)	1.5 Volt	1	1.60	
ME5008	Alkalie Batterie AAA (EvoStim)	1.5 Volt	1	1.40	
ME5356	Akkupack 4x2300mAh AA (Conpreva / Contiva / TipStim)	1.5 Volt	4	20.00	
ME5358	Akkupack 3x1050mAh AAA (EvoStim)	1.5 Volt	3	10.00	
ME5557	Ladegerät für Akkubatterien (AA / AAA) universell		1	25.00	
ME5004S	Ersatzkabel Saneo / Well Life Biomed		1	10.00	
ME5004ES	Ersatzkabel EvoStim		1	10.00	
ME5004C	Ersatzkabel Conpreva / Contiva		1	35.00	
ME5004T	Ersatzkabel TipStim		1	35.00	
MI6048	Intimina Gleit- und Feuchtigkeitsgel	75ml	1	11.15	
MI6055	Intimina Reinigungsspray für Intim-Accessoires und Sonden	75ml	1	12.55	
ME5015	K-Y Gleitgel	82g	1	9.90	

Diverse weitere Ersatzteile zu unseren Geräten erhalten Sie auf Anfrage.

### Online Shop:



shop@parsenn-produkte.ch  
Telefon 081 300 33 33  
parsenn-produkte.ch



**parsenn-produkte ag**  
kosmetik • medizintechnik